

Oticon | **Amigo**

INSTRUCCIONES DE USO

**Amigo Star
Receptor de FM**



oticon
PAEDIATRICS

Gracias

Gracias por haber elegido nuestro producto como medio para lograr una mejor audición. Para ayudarle en su esfuerzo, nos hemos asegurado de que su nuevo receptor ofrezca la más alta calidad y que sea fácil de utilizar y de mantener.

Le recomendamos que lea estas instrucciones con atención para poder obtener el máximo beneficio y asegurar el buen rendimiento de su receptor.

Para satisfacer sus necesidades se pueden configurar varias funciones. Su audióprotesista las marcará en las secciones relevantes de este manual. En la última página podrá consultar la vista general de todas las funciones configuradas de su receptor.

La amplificación está ajustada de forma única y optimizada a las necesidades personales de sus capacidades auditivas, en base a la prescripción de su audióprotesista.


Enhorabuena por su decisión de mejorar su calidad de vida con la más avanzada tecnología en audición existente en el mercado.

Indicaciones de uso

El receptor Amigo Star recibe sonido de un transmisor de FM y lo dirige al oído del usuario.

Amigo Star está pensado para personas con audición normal que pueden beneficiarse de ayudas técnicas. Permite escuchar con claridad el habla y otras señales en distintas situaciones cotidianas, para atenuar los efectos negativos de la distancia, la mala acústica de un recinto o el ruido de fondo.

El receptor Amigo Star no puede utilizarse por sí solo. Debe utilizarse conjuntamente con un transmisor de FM.



IMPORTANTE

Por favor, familiarícese con el contenido de este folleto antes de usar su receptor. Contiene instrucciones de seguridad e importante información sobre el uso y manejo de su receptor y de las pilas.

Índice

Vista general de Amigo Star	7
Advertencias	8
Activar Amigo Star por primera vez	15
Sustitución de la pila	16
Encendido (ON) y apagado (OFF) de Amigo Star	18
Indicador de lado izquierdo/derecho	20
Colocación del tubo fino Corda ²	21
Colocación de Amigo Star	22
Indicador LED	23
Pulsador de búsqueda de canales	24
Control de volumen	25
Portapilas de seguridad (opcional)	26
Utilización de Amigo Star	27
Cuidado de Amigo Star	29
Limpieza de Amigo Star	30
Limpieza con Corda ² (tubo fino)	31

Continúa en la siguiente página

Mantenimiento diario con conos Corda ²	32
Cambio del cono Corda ²	33
Mantenimiento de Corda ²	34
Modo de ahorro de energía y modo apagado	35
Resistencia al agua de Amigo Star	36
Evitar el calor, la humedad y los productos químicos	39
Problemas habituales y sus soluciones	40
Garantía Internacional	44
Información técnica	46
Vista general de los ajustes del receptor Amigo Star	49

Vista general de Amigo Star




Su auricular:




Tubo Corda²:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Izq. tamaño 0 | <input type="checkbox"/> Dcho. tamaño 0 |
| <input type="checkbox"/> Izq. tamaño 1 | <input type="checkbox"/> Dcho. tamaño 1 |
| <input type="checkbox"/> Izq. tamaño 2 | <input type="checkbox"/> Dcho. tamaño 2 |

Cono Open:

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> Pequeño: |
|  | <input type="checkbox"/> Mediano |
|  | <input type="checkbox"/> Grande |

Tamaño de pila: 312



Advertencias

Amigo Star no es una alternativa al uso de un audífono.

Antes de utilizar un receptor Amigo Star, consulte con su audioprotesista si es una solución adecuada a su caso.

Advertencias

Antes de utilizar su receptor, debe familiarizarse con todo el contenido de este folleto, así como con las advertencias generales que se indican a continuación.

Uso del receptor

- El receptor debe utilizarse exclusivamente según las indicaciones que le de su audióprotesista y los ajustes que él le haga. El uso incorrecto puede provocar una pérdida auditiva repentina y permanente.
- Nunca permita que otras personas utilicen su receptor, ya que podría provocar lesiones permanentes en el oído.
- Si el cono se soltara en el canal auditivo, no causaría ningún daño. Si puede, extráigalo con cuidado o pida a alguien que le ayude. No empuje el cono hacia el interior del canal auditivo. No empuje el auricular hacia el interior del oído de nuevo antes de haber quitado el cono del oído. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su audióprotesista.

Advertencias

Peligro de atragantarse

- Los receptores, sus componentes y las pilas no son juguetes y deben mantenerse alejados del alcance de los niños o de cualquiera que pudiese ingerirlos o para evitar daños que se puedan ocasionar.
- Jamás sustituya la pila ni ajuste los controles en presencia de niños o de personas con dificultades de aprendizaje.
- Deseche las pilas en un lugar inaccesible para niños o para personas con dificultades de aprendizaje. La mayoría de los receptores pueden suministrarse con portapilas de seguridad. Es recomendable si el usuario del receptor es un niño o una persona con dificultades de aprendizaje.

En caso de ingestión del receptor o de la pila, acuda inmediatamente a un médico.

- Compruebe siempre sus medicinas antes de ingerirlas, ya que se han dado casos de haber tragado pilas en lugar de píldoras.
- Nunca se meta el receptor ni las pilas en la boca, por ninguna razón, dado que son escurridizos y podrían tragarse accidentalmente.

Advertencias

- El receptor puede suministrarse con portapilas de seguridad. Es recomendable si el usuario es un niño o una persona con dificultades de aprendizaje.

Uso de la pila

- Utilice siempre pilas recomendadas por su audioprotesista. Las pilas de baja calidad pueden sulfatarse y causar daños físicos.
- Nunca intente recargar las pilas. Pueden explotar y causar lesiones.
- No tire las pilas al fuego, pueden explotar y causar lesiones serias.

Mal funcionamiento de los receptores

- Los receptores pueden dejar de funcionar, por ejemplo, al terminarse la pila o al bloquearse por el exceso de cerumen. Tenga en mente esta posibilidad, sobre todo cuando vaya conduciendo o cualquier circunstancia en la que usted dependa de señales acústicas.
- Los receptores pueden dejar de funcionar, por ejemplo, al terminarse la pila o al bloquearse el tubo fino Corda² por el exceso de cerumen. Si esto ocurre, consulte la sección de Problemas habituales y sus soluciones de la página 40.

Advertencias

Implantes activos

- Ante el uso de teléfonos móviles, Oticon muestra precaución y aconseja seguir las pautas recomendadas por los fabricantes de desfibriladores implantables y marcapasos.
- Si usted tiene un sistema implantado, debe llevar el receptor a una distancia de más de 15 cm del implante. No debe llevarlo en un bolsillo cerca del pecho. Si usted tiene un implante cerebral activo, por favor, póngase en contacto con el fabricante de su implante para obtener información acerca de cualquier riesgo de distorsión de la señal o interferencias.
- La caja incluida para guardar el receptor cuenta con un imán integrado. Si usted tiene un sistema implantado, como un marcapasos o un desfibrilador, no debe llevar la caja en un bolsillo cerca del pecho.

Explosivos

- La fuente de alimentación de su receptor no tiene energía suficiente para incendiarse bajo condiciones normales de uso.
- El receptor no ha sido testado en conformidad con los estándares internacionales con respecto a atmósferas explosivas. Recomendamos no usar su receptor en zonas donde exista riesgo de explosiones.

Advertencias

Radiografías, TAC cerebral, RM, TEP, electroterapia

- Quítese el receptor antes de hacerse una radiografía, una TAC cerebral / RM / TEP, electroterapia o una intervención quirúrgica porque se puede dañar si está expuesto a campos fuertes.

Posibles efectos secundarios

- El uso de receptores o moldes puede provocar acumulación acelerada de cerumen (cera del oído).
- Por otro lado, los materiales no alérgicos pueden, en raras ocasiones, causar irritación en la piel. Consulte a su médico si se produce cualquiera de estos efectos.

Interferencias

- Su receptor ha sido probado contra interferencias siguiendo las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, puede haber interferencias con sus receptores u otros dispositivos electrónicos, por ejemplo con teléfonos móviles y sistemas de alarmas en tiendas. Si esto ocurre, aumente la distancia entre el receptor y el dispositivo.

Activar Amigo Star por primera vez

Amigo Star es un dispositivo electrónico muy pequeño que utiliza una pila tipo 312. Para activarlo tiene que colocar una pila nueva en el portapilas.

Para encender Amigo Star, cierre el portapilas completamente con la pila dentro y ponga la rueda de control de volumen en cualquier posición distinta de la 1. Colóquese el receptor Amigo Star en el oído en cuanto cierre el portapilas.

Durante el proceso de encendido, sonará una melodía.

Si no recibe sonido del transmisor de FM, presione el pulsador del receptor Amigo Star. Amigo Star hará entonces una búsqueda y se sincronizará con el canal del transmisor.

En cuanto se detecte el canal y el receptor empiece a recibir la señal de FM, se iluminará el LED.

Sustitución de la pila



Su receptor lleva una pila tamaño 312. Una sola pila tiene una duración de aproximadamente 55 horas.

Las pilas desgastadas deben retirarse inmediatamente y desecharse según las normas locales.

Cuando la pila se acabe, oirá dos avisos cortos. Este preaviso se repetirá con intervalos moderados para indicar que debe cambiar la pila.


Después del preaviso, la pila se puede agotar en un corto periodo o después de unas horas según la capacidad de la misma y su pérdida auditiva personal.

Si la pila se acaba el receptor se apagará. Cuando la pila se acaba completamente, se apaga el piloto luminoso (LED). Posiblemente, durante un breve momento, el piloto luminoso se quede encendido pero el receptor no produce ningún sonido.



Para cambiar la pila siga estas instrucciones:


- Abra completamente el portapilas moviendo hacia atrás el borde que queda levantado y extraiga la pila usada. La pila gastada puede extraerse utilizando el imán del extremo de la Multiherramienta.
- Retire el adhesivo del lado "+" de la pila nueva. Si la pila presenta restos de humedad, debe limpiarse antes de su utilización. Al cambiar la pila, tenga en cuenta que puede tardar algunos segundos en funcionar a pleno rendimiento.
- La pila nueva puede insertarse utilizando el imán del extremo de la Multiherramienta. Asegúrese de que el signo (+) de la pila coincida con el signo (+) grabado en el interior del portapilas. Cierre el portapilas.




Encendido (ON) y apagado (OFF) de Amigo Star

Para **encender** el receptor cierre el portapilas completamente con la pila dentro. Cuando el portapilas esté cerrado el receptor emitirá una melodía. Esto indica que la pila está cargada y que el receptor está funcionando.

Para **apagar** el receptor abra el portapilas ligeramente hasta que sienta un "clic".



El receptor Amigo Star también puede encenderse y apagarse por medio del control de volumen. Para encenderlo, ponga el control de volumen en cualquier posición distinta de la 1. Para apagarlo, ponga el control de volumen en la posición 1.



Para ahorrar pila, apague el Amigo Star cuando no lo esté usando. Abra completamente el portapilas para permitir que circule el aire cuando no lo esté usando, especialmente por la noche o si no lo utiliza durante periodos largos.

Indicador de lado izquierdo/derecho

Debido a la forma del tubo fino Corda², el receptor Amigo Star debe llevarse en un oído específico.

Para poder identificar fácilmente el receptor izquierdo del derecho, se pueden añadir indicadores de color dentro del portapilas.


Un punto azul marca el receptor IZQUIERDO.

Un punto rojo marca el receptor DERECHO.

También puede fijarse en el texto (de pequeño tamaño) que aparece en el tubo fino Corda².

Un texto azul indica que el receptor debe colocarse en el oído IZQUIERDO.

Un texto rojo indica que el receptor debe colocarse en el oído DERECHO.



Colocación del tubo fino Corda²


Para utilizar el receptor Amigo Star, debe conectarle un tubo fino Corda² y un cono.

El receptor Amigo Star se entrega con un kit de iniciación Corda² compuesto por 4 tubos y 4 conos.

Cuando necesite más tubos y conos, puede adquirirlos en su centro auditivo.

Para conectar el tubo Corda² al receptor Amigo Star:




1. Seleccione un tubo Corda². Los tubos para el oído derecho están marcados con números en rojo. Los tubos para el oído izquierdo llevan números en azul. Los tubos más pequeños están etiquetados como "0-0.9", mientras que los más grandes llevan el etiquetado "1-0.9"
2. Inserte el tubo en el receptor Amigo Star.
3. Seleccione un cono. Los conos vienen en dos tamaños: pequeño y mediano. Inserte el cono en el tubo.
4. El receptor Amigo Star está listo para usarlo.



Colocación de Amigo Star

Para siempre colocar un receptor con un tubo fino correctamente, hace falta práctica:

1. Coloque el receptor detrás de la oreja.
2. Sujete la parte curva del tubo entre sus dedos índice y pulgar. El cono debería estar orientado hacia la entrada del canal auditivo. Empuje el cono con cuidado hacia el canal del oído hasta que el tubo de sonido quede encajado.
3. Coloque el hilo de sujeción dentro del pabellón auricular, utilizando su dedo índice. Mírese al espejo. Si el tubo de sonido sobresale del oído, significa que el cono no está situado correctamente en el canal auditivo. Si el hilo de sujeción sobresale visiblemente de su oído es que no se ha colocado correctamente. Para quitar el receptor tire de la parte curva del tubo.




Indicador LED

El receptor Amigo Star tiene un indicador LED.

El LED se emplea para indicar lo siguiente:

Luz fija o parpadeo lento	Se está recibiendo señal FM procedente del transmisor
3 parpadeos rápidos	El receptor Amigo Star se ha sincronizado con el canal del transmisor

Su audioprotesista puede programar el LED para que se apague, parpadee o se quede encendido mientras se recibe señal FM




Pulsador de búsqueda de canales

Su receptor Amigo Star tiene un pulsador.

El pulsador se utiliza para encontrar el canal en el que emite el transmisor de FM.

Cuando presione el pulsador, el Amigo Star empieza a buscar canales. Escuchará tonos aislados hasta que el receptor localice el canal del transmisor. Cuando el receptor localiza el canal, emite dos tonos rápidos y empieza a escucharse el sonido del transmisor de FM.

El proceso de búsqueda de canales puede tardar hasta 20 segundos.



Su audioprotesista puede desactivar el pulsador de su Amigo Star.


Control de volumen

Su receptor Amigo Star tiene una rueda de control de volumen.

El control de volumen tiene varias posiciones, numeradas del 1 al 4.

Cuando el volumen esté en la posición 1, el Amigo Star está apagado.

Cuando el volumen esté en la posición 4, el Amigo Star está al volumen máximo.




Su audioprotesista puede desactivar el control de volumen. Si está desactivado, la rueda de control de volumen funciona como interruptor de encendido/apagado.

Portapilas de seguridad (Opcional)

Es especialmente recomendable en caso de que el usuario del receptor sea un niño pequeño o una persona con dificultades de aprendizaje.

El portapilas está diseñado para abrirse únicamente con una herramienta. Utilice la multiherramienta para desbloquear el portapilas insertándola en la ranura situada en la parte inferior del receptor y presione para que se abra el portapilas.



Utilización de Amigo Star

El receptor Amigo Star no puede utilizarse por sí solo. Debe utilizarse conjuntamente con un transmisor de FM.

En concreto, el receptor Amigo Star está diseñado para funcionar con un transmisor Amigo T30/T31 o Amigo T5 transmitter.



Amigo T30/T31



Amigo T5

No obstante, Amigo Star puede funcionar con transmisores de otros fabricantes.

Utilización de Amigo Star

Pida al profesor que se ponga el transmisor de FM. El micrófono debe situarse cerca de la boca y el transmisor debe estar encendido.

1. Encienda el Amigo Star.
2. Si el indicador LED no se enciende, presione el pulsador para sincronizar el Amigo Star con el canal del transmisor.
3. Colóquese el Amigo Star en la oreja.
4. Ajuste el volumen hasta que escuche la voz del profesor a un nivel cómodo.

Cuidado de Amigo Star

Su conducto auditivo genera cerumen que puede taponar la salida del sonido. Para evitar que la acumulación de cerumen provoque un cambio en el funcionamiento, debe prestar especial atención al tubo fino Corda² y al cono. Ambas piezas requieren una limpieza y una sustitución periódica.


Cuando esté manipulando su receptor, manténgalo sobre una superficie blanda para evitar que se estropee en caso de caída.

Antes de irse a dormir, abra el portapilas para que el aire elimine la humedad.

Limpieza de Amigo Star

Una variedad de herramientas de limpieza están preparadas especialmente para limpiar su receptor. La multiherramienta debe utilizarse para conseguir el mejor cuidado y funcionamiento de su receptor.

Multiherramienta




La Multiherramienta contiene un cepillo y un destornillador para limpiar cera del molde. Utilice un paño seco para limpiar la superficie del receptor.

El receptor también tiene una herramienta para limpiar el tubo fino Corda². Se describe a continuación.

Limpeza con Corda² (tubo fino)

Para eliminar cerumen del tubo fino:

- Separe el tubo del receptor (1).
- Inserte la herramienta de limpieza en el tubo hasta el fondo (2+3).
- Quite la herramienta y conecte de nuevo el tubo al receptor(4).




Mantenimiento diario con conos Corda² (tubo fino)

Inspeccione el cono antes de cada uso. La salida de sonido debe estar limpia y libre de cerumen. Cuando necesite un cono limpio y nuevo, cambie el cono existente por uno nuevo.

Recomendamos cambiar el cono al menos una vez al mes o según le indique su audioprotesista.

Cambio del cono Corda²

El cono es fácil de cambiar. Sujete la parte más ancha del cono y sepárelo de las conexiones del tubo (1). Coloque el cono nuevo en el auricular (2) y asegúrese de que está sujetofirmemente (3).



NOTA IMPORTANTE

El cono está fabricado con un material de goma suave clínicamente probado. Si el cono se soltara en el canal auditivo, no causaría ningún daño. Si puede, extráigalo con cuidado o pida a alguien que le ayude. No empuje el cono hacia el interior del canal auditivo. No empuje el auricular hacia el interior del oído de nuevo antes de haber quitado el cono del oído. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su audióprotesista.

Mantenimiento de Corda²

NOTA IMPORTANTE

- Utilice únicamente piezas o accesorios diseñados para sus receptores.
- Las herramientas de limpieza sólo pueden utilizarse para limpiar el tubo cuando esté separado del receptor y no colocado en el oído
- El cono debe ir perfectamente encajado al tubo de sonido antes de insertarlo en el oído. El incumplimiento de la indicaciones de estas instrucciones podría provocar lesiones.
- El tubo fino nunca debería utilizarse sin el cono anexo.
- No utilice el receptor si tiene una excesiva acumulación de cerumen o infección.
- Un mantenimiento y un cuidado preventivo adecuado asegurarán un funcionamiento óptimo, ofreciendo mayor fiabilidad.
- Limpie el tubo fino con frecuencia.
- No comparta su receptor o cualquiera de sus piezas con otras personas.
- Asegúrese de que tiene las manos limpias al manipular el receptor y sus piezas.

Modo de ahorro de energía y modo apagado

El receptor Amigo Star dispone de un modo inteligente de ahorro de energía y un modo apagado que alargan la duración de la pila.

Modo de ahorro de energía

Si el receptor Amigo Star no detecta una señal de FM durante más de 60 segundos, entra en un modo de bajo consumo de energía.

Cada 6-7 segundos, el Amigo Star se activa y busca una señal de FM. Este proceso se repite hasta que se detecta una señal de FM.

Cuando del receptor está en el modo de ahorro de energía, el LED se apaga.

Modo apagado

Después de 90 minutos en el modo de ahorro de energía, el consumo de energía se reduce aún más. Para volver a activar el receptor Amigo Star, presione el pulsador o abra y cierre el portapilas.

Resistencia al agua de Amigo Star

Aunque su receptor Amigo Star tiene una clasificación de protección IP57*, debe entender que es resistente al agua pero no impermeable.

Si entra en contacto con el agua y deja de funcionar, haga lo siguiente:

- Seque con un paño los restos de agua del exterior del receptor.
- Abra el portapilas y extraiga la pila.
- Seque con un paño los restos de agua del portapilas.
- Deje el portapilas abierto durante unos 30 minutos, para que el receptor se seque.
- Coloque una pila nueva. El receptor debería volver a funcionar con normalidad.

Normas generales de resistencia al agua

- No lleve puesto el receptor mientras se ducha.
- No lleve puesto el receptor mientras nada, bucea o se sumerge en agua. No está diseñado para esas actividades.
- No sumerja el receptor en agua u otros líquidos.

** El código IP clasifica el grado de protección frente a la penetración de objetos sólidos (incluidas partes del cuerpo, como los dedos y las manos), polvo, contacto accidental y agua de carcasas mecánicas y recipientes eléctricos.*

NOTA IMPORTANTE

Abra completamente el portapilas para permitir que circule el aire cuando no esté usando el receptor, especialmente por la noche.

Evite el calor, la humedad y los productos químicos

Su receptor no debe dejarse jamás en lugares con mucho calor, como dentro de un vehículo aparcado al sol. También debe protegerse de las fuentes de humedad, como por ejemplo baños calientes, la ducha o la lluvia. Tampoco debe secarse nunca en un microondas o en un horno.

Seque la pila con cuidado si tiene humedad ya que puede afectar a su funcionamiento. El uso de un kit antihumedad puede ayudar a evitar estos problemas e incluso a alargar la vida del receptor. Pregunte a su audioprotesista si desea más información.

Los productos químicos de los cosméticos, como la laca, el perfume o las lociones para después del afeitado, así como los repelentes de mosquitos, pueden dañar su receptor. Por ello, debería quitarse siempre el receptor antes de usar estos productos y esperar a que se sequen antes de volverse a poner el receptor. Si utiliza cualquiera de estos productos debería lavarse y secarse bien las manos antes de ponerse el receptor.

Problemas habituales y sus soluciones

Problema	Posibles causas
Ausencia de sonido	Pila agotada.
	El receptor no está en el canal correcto.
	El receptor está apagado.
	La batería del transmisor está descargada.
	La salida de sonido del tubo fino Corda ² o del codo está bloqueada.

Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el problema, solicite ayuda a su audioprotesista.

Solución	
Cambie la pila.	pág. 16
Presione el pulsador de búsqueda de canales y espere a que se ilumine el LED.	pág. 24
Cierre el portapilas y mueva la rueda de volumen a una posición distinta de la 1.	pág. 18
Cargue la batería.	
Limpie o sustituya el molde o el cono.	pág. 31

Problemas habituales y sus soluciones

Problema	Posibles causas
Sonido intermitente o reducido	La salida de sonido del tubo fino Corda ² o está bloqueada
	Humedad en el tubo fino Corda ² .
	La batería del transmisor está descargada.
	El micrófono del transmisor no está lo suficientemente cerca de la boca del profesor.
	El volumen está ajustado a un nivel muy bajo.
Static sound	Interferencias en el canal de FM.

Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el problema, solicite ayuda a su audioprotesista.

Solución	
Limpie o sustituya el molde o el cono.	pág. 31
Limpie y seque el tubo.	pág. 31
Cargue la batería.	
Reposicione el micrófono. Un micrófono de solapa tiene que estar a 10-15 cm de la boca; uno extensible a 1-5 cm.	
Suba el volumen.	pág. 25
Cambie el canal en el transmisor de FM; a continuación, sincronice el receptor Amigo Star, o presione el pulsador para que haga una búsqueda de canales.	pág. 24

Garantía Internacional

Existe una garantía limitada para los receptores del fabricante que cubre los defectos de los materiales utilizados o de fabricación, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía cubre el receptor, pero no los accesorios como tubos, pilas, filtros anticerumen, etc.

Esta garantía pierde su validez en caso de uso inadecuado, maltrato, exposición del receptor a condiciones corrosivas, cambios físicos en su oído, daño provocado por objetos extraños introducidos en su receptor, ajustes incorrectos o en caso de que el receptor fuese reparado por personal técnico no autorizado.

Esta garantía no afecta a ninguno de los derechos legales que usted pueda tener según la legislación nacional concerniente a los bienes de consumo. Puede que su audioprotésista le haya expedido una garantía que sobrepase los límites de la nuestra. Por favor, consulte con su audioprotésista para más información.

Si precisa Asistencia Técnica

Lleve su receptor a su audioprotésista que seguramente podrá resolver los problemas más sencillos y realizar ajustes sobre la marcha.

Certificado de Garantía

Nombre del usuario:

Audioprotesista:

Centro auditivo:

Teléfono:

Fecha de compra:

Período de garantía:

Mes:

Modelo izquierdo:

Nº de serie:

Modelo derecho:

Nº de serie:

Pila: 312

Información técnica

El receptor contiene un radiotransmisor con tecnología de inducción magnética de corto alcance, que trabaja a 3,714 MHz. La potencia del campo magnético del transmisor es $< -40 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ a 10 m.

La potencia de emisión del sistema de radio está muy por debajo de los límites internacionales de emisión para exposición humana. Como comparación, la radiación del receptor es inferior a la radiación electromagnética no intencionada que emite, por ejemplo, una lámpara halógena, el monitor de un ordenador, un lavavajillas, etc. Amigo Star cumple la normativa internacional sobre compatibilidad electromagnética.

El receptor contiene un módulo con:

FCC ID: U28FU2ALD01

IC: 1350B-FU2ALD01

El aparato cumple con la Sección 15 de la normativa FCC y RSS-210 de la industria de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las tres condiciones siguientes:

1. Este equipo no debe provocar interferencias perjudiciales.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que puedan provocar un funcionamiento indeseado.
3. Este dispositivo no puede interferir con la recepción de televisión ni con los radares del Gobierno Federal.

Por la presente, declaramos que este receptor cumple con los requisitos fundamentales y con otras disposiciones relevantes de la Directriz 1999/5/EC.

La declaración de conformidad puede obtenerse dirigiéndose a:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.com

CE 0543 0682

IP57



Los residuos de los equipos electrónicos deben manejarse de acuerdo con las normas locales



NII 175

Vista general de los ajustes del receptor Amigo Star

Ajustes de Amigo Star		
Rueda de control de volumen	<input type="checkbox"/> Activada	<input type="checkbox"/> Desactivada
Pulsador de búsqueda de canales	<input type="checkbox"/> Activado	<input type="checkbox"/> Desactivado
Indicador LED	<input type="checkbox"/> Activado	<input type="checkbox"/> Desactivado
Tonos indicadores	<input type="checkbox"/> Activados	<input type="checkbox"/> Desactivados

People First

People First es nuestra promesa de ayudar a las personas a comunicarse libremente, interactuar con naturalidad y participar de forma activa

child
friendly
hearing
care

Es necesario contar con un enfoque completamente específico para ayudar a los niños con pérdida auditiva a alcanzar su pleno potencial. Por este motivo, proporcionamos las soluciones y los servicios que tanto profesionales como familiares necesitan, para ofrecer a los niños las oportunidades que merecen. De esto trata exactamente nuestro programa especial pediátrico Child Friendly Hearing Care.



0000127016000001

oticon
PAEDIATRICS