

OTICON | Play PX

# Libera la magia de la infancia



**oticon**  
life-changing technology

A photograph of two young children, a girl and a boy, wearing blue soccer uniforms. They are both cheering with their mouths open and arms raised. The girl is on the left, and the boy is on the right. In the background, a soccer goal is visible against a backdrop of green trees under a clear sky.

# Presentamos el **nuevo Oticon Play PX**

## **Las experiencias son muy importantes para el desarrollo de los niños**

La infancia es un tiempo de aventuras y aprendizaje y los niños se desarrollan a partir de esas experiencias. Sin ayuda, los niños con pérdida auditiva se pierden detalles importantes que son esenciales para el desarrollo.

## **Fomenta el desarrollo con acceso a la escena sonora completa**

El nuevo Oticon Play PX está diseñado para ofrecer a su hijo acceso completo a la aportación sonora necesaria para vivir cada momento mágico de la infancia. La tecnología avanzada proporciona acceso de comunicación a las aportaciones vitales de todos los sonidos significativos, que son importantes para el desarrollo.



## **Impulsado por una Red Neural Profunda**

Para ayudar mejor al cerebro, Oticon Play PX cuenta con la plataforma Polaris™, nuestro chip más inteligente hasta la fecha.

También es el primero audífono pediátrico con una Red Neural Profunda integrada, que ha aprendido a reconocer sonidos a través de la experiencia, tal y como los cerebros de los niños hacen de forma natural. Entrenada con 12 millones de escenas sonoras de la vida real, la Red Neural Profunda conoce cómo prácticamente todos los sonidos deberían sonar.

Proporcione a su hijo un buen comienzo y **libere la magia de la infancia.**



# Respaldado por la ciencia. **Demostrado por niños**



Para que los niños se desarrollen, deben poder comprender y participar en el mundo que los rodea. Hemos probado el efecto que Oticon Play PX tiene sobre la capacidad de los niños para escuchar y seguir lo que se dice y sucede en entornos cotidianos ruidosos, como clases y parques de juegos.

Los resultados mostraron que Oticon Play PX ayuda a los niños a reconocer y recordar palabras, incluso cuando el habla procede de múltiples direcciones.\* Esto permite a su hijo participar libremente en las muchas actividades y situaciones en las que se encuentre, que son cruciales para el desarrollo, el crecimiento y el aprendizaje.

\* Gordey, D. & Ng, E. 2021, Oticon Play PX: Supporting Communication, Learning and Inclusion for Children and Teens, Oticon Whitepaper



## Mejor audición, mejor aprendizaje

¿Sabía que oímos con el cerebro, no con nuestros oídos?

Por eso es importante proporcionar al cerebro la mejor calidad de sonido. De hecho, el cerebro necesita acceso a la escena sonora completa para que funcione correctamente.\*\*

Pero si su hijo sufre pérdida auditiva, su cerebro necesitará trabajar más para saber qué dicen las demás personas. También se perderán detalles sonoros importantes que ayudan a su cerebro a aprender y desarrollarse.

Oticon Play PX ayuda a proporcionar al cerebro las mejores condiciones para escuchar, para que pueda interpretar el sonido más fácilmente.

En Oticon, llamamos a este enfoque único BrainHearing™. Esto proporciona al cerebro de su hijo una ventaja que es especialmente importante durante el periodo crítico del desarrollo.

# Deje que los niños conecten con el mundo



Oticon Play PX permite a su hijo conectarse de forma impecable con el mundo. Pueden usar sus audífonos para conectarse a los sistemas electrónicos de clase, smartphones, televisores, ordenadores y mucho más.



## **EduMic**

EduMic de Oticon es un pequeño micrófono inalámbrico que los profesores llevan para garantizar que su hijo escucha lo que sucede en un entorno educativo, como el aula. Promueve la participación y proporciona las mejores condiciones para aprender y desarrollarse.

## Conexión con sus dispositivos favoritos

Con Oticon PX su hijo puede disfrutar de una transmisión de sonido de alta calidad desde sus dispositivos favoritos.



### Transmisión directa desde iPhone® y dispositivos Android™ seleccionados

Disfrute de una transmisión de alta calidad directamente desde dispositivos iPhone, iPad® y Android seleccionados.\*.



### Transmita sonido desde su televisor

Con el Adaptador de televisión, su hijo puede transmitir sonido directamente desde el televisor.



### Conecte un micrófono remoto


Transmita de forma inalámbrica la voz de alguien a los audífonos de su hijo con EduMic ConnectClip.

\* Los dispositivos Android deben ser compatibles con la Transmisión de audio para audífonos (ASHA) para permitir la transmisión directa a Oticon Play PX. Visite [Oticon.com/support/compatibility](http://Oticon.com/support/compatibility) para obtener más información.

## Control absoluto con la aplicación Oticon ON

Con la aplicación Oticon ON usted y su hijo pueden monitorizar y controlar Oticon Play PX desde sus teléfonos inteligentes: ajustar el volumen, cambiar el programa y comprobar el estado de la batería.

La aplicación también incluye una función de «Encontrar mi audífono», por si los pierde o no recuerda dónde están.



Made for

 iPhone | iPad | iPod

Works with

android 



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC

# Un audífono recargable perfecto para los más pequeños

Oticon Play PX ofrece dos opciones de recarga, el potente cargador de mesa y el portátil SmartCharger.

## **Potente cargador de mesa**

Oticon Play PX se suministra con un elegante cargador de mesa ideal para cargar en casa.

## **SmartCharger portátil**

Con la opción de adquirir el cargador portátil SmartCharger, su hijo siempre puede mantener sus audífonos cargados, secos y protegidos.

Proporciona a los niños la libertad y la confianza para participar en campamentos, fiestas de pijama y excursiones sabiendo que los audífonos pueden recargarse fácilmente.

## **Tiempos de carga del miniBTE R**

- Carga completamente los audífonos de su hijo en tres horas y media\*
- Una carga rápida de 30 minutos le proporciona otras cinco horas de uso.\*\*





## Resistencia a la manipulación

El modelo miniBTE R recargable es resistente a la manipulación ya que la batería está completamente sellada en el audífono y protegida de los dedos más curiosos.



\* O tres horas para el modelo miniRITE R.

\*\* O seis horas para el modelo miniRITE R.

# Hecho para la aventura



El robusto Oticon Play PX ha sido diseñado para resistir las activas vidas de los más jóvenes siempre pensando en la seguridad.

## **Certificado IP68**

El diseño con certificado IP68 de Oticon incluye barreras contra el agua, polvo y suciedad y cuenta con nanorrevestimiento para repeler el agua. También protege las carcasas y componentes eléctricos del agua.

## **Luz LED**

El indicador LED de Oticon Play PX le proporciona confirmación visual de que el audífono está funcionando correctamente.

## **Libre de alérgenos**

Oticon Play PX cumple con los estándares internacionales sobre seguridad y biocompatibilidad y no contiene ftalatos. Los audífonos y los adhesivos que lo acompañan son biológicamente seguros para el contacto permanente con la piel.

## Elija un audífono adecuado para su hijo

Oticon Play PX cubre diferentes tipos de pérdida auditiva y está disponible en cuatro modelos diferentes. Seleccione entre 12 atractivos colores y una opción de baterías recargables o desechables.



miniBTE R



miniBTE T



miniRITE R



miniRITE T



Terracota



Marrón wengué



Beige croma



Negro  
diamante



Plata



Rosa palo



Verde  
esmeralda



Turquesa



Azul



Morado



Rojo



Rosa intenso

Para descubrir qué puede hacer por usted Oticon Play PX, hable con con su audiólogo protésico hoy mismo o visite **[oticon.com/play-px](https://www.oticon.com/play-px)**

life-changing  
**technology**

Póngase en contacto con su audiólogo  
protésico más cercano:

22-301034 15500-0798/03.22



oticon.com

**oticon**  
life-changing **technology**