

OTICON | **Xceed Play**

El audífono que **abre el mundo de su hijo**

Para niños con pérdida auditiva grave a profunda



oticon
life-changing technology

Más acceso al habla para un mejor desarrollo del lenguaje



Los niños de todas las edades están rodeados constantemente de sonidos en su entorno, tanto habla como ruido, ya sea en el colegio, cuando hacen deporte o se divierten con sus amigos y su familia. Sin embargo, los niños con pérdida auditiva grave a profunda necesitan ayuda adicional para separar las voces del ruido, para poder comprender lo que se dice.

¿SABÍA QUE...?

Más del 80 % de lo que los niños aprenden proviene del aprendizaje incidental.* Esto se produce cuando los niños escuchan lo que se dice a su alrededor, en vez de a través de la enseñanza directa. Para fomentar esto, los niños deben poder oír el habla que les rodea claramente.

* Knoors, M., & Marschark, M. (2015). Educating deaf learners, 547-572.



Una innovación en la atención auditiva para los niños con pérdida auditiva grave

Oticon Xceed Play es para niños de todas las edades con pérdida auditiva grave a profunda.

Oticon Xceed Play cuenta con una tecnología revolucionaria que abre el mundo de su hijo y da acceso a más habla. Con un panorama sonoro de 360°, su hijo tendrá mejores condiciones para prosperar y desarrollarse a partir del aprendizaje formal e incidental.

Oticon Xceed Play ofrece a su hijo:

- ✓ Acceso al habla de 360°
- ✓ Sonido excepcional, claro y detallado
- ✓ Prevención de silbidos molestos
- ✓ Conectividad inalámbrica fácil para muchos dispositivos



Más acceso al habla,
permitiendo **mayores**
oportunidades para
aprender

Tecnología tradicional

Se centra en un interlocutor y suprime a todos los demás

Los audífonos direccionales tradicionales para niños con pérdida auditiva grave a profunda no dan acceso al habla proveniente de todas las direcciones. En vez de eso, la tecnología se centra en el interlocutor frente al niño, mientras suprime todo lo demás como ruido de fondo.

La tecnología alternativa ofrece a los niños acceso a todos los sonidos, ya sean relevantes o no, lo que hace que sea más difícil para ellos separar el habla del ruido.

Ambos enfoques hacen que el cerebro tenga que trabajar más para intentar interpretar el sonido cuando los niños intentan seguir una conversación.



Tecnología Oticon

Ofrece acceso de 360° al habla para lograr mejores condiciones de aprendizaje

La innovadora tecnología de Oticon Xceed Play es lo suficientemente rápida para fomentar la forma en la que el cerebro interpreta el sonido. Ofrece a su hijo con pérdida auditiva grave a profunda acceso de 360° al mundo y ayuda a que su hijo diferencie entre el sonido significativo y los sonidos molestos e irrelevantes, sin reducir los sonidos ambientales que son tan importantes para el aprendizaje incidental y la seguridad.

Una mejor audición proporciona mejores condiciones para que su hijo desarrolle el lenguaje, aprenda, crezca y participe en el mundo que lo rodea.

La **prevención revolucionaria del feedback** proporciona más detalles del habla a su hijo



Proporcionar la amplificación que su hijo necesita a veces causa molestos sonidos de pitidos cuando algo o alguien se acerca demasiado al audífono. Esto se llama **feedback** y normalmente sucede muchas veces al día; cuando abraza a su hijo, durante el juego o cuando el niño se pone un sombrero. También puede estar causado por el crecimiento del oído.

Antes, los audífonos gestionaban los problemas de **feedback** simplemente bajando la amplificación y por tanto comprometiendo la comprensión del habla.

Ahora, la innovadora tecnología de Oticon Xceed Play previene de forma instantánea el **feedback** antes de que se produzca, sin comprometer la amplificación, para que su hijo pueda disfrutar de una señal del habla más estable y clara durante todo el día.* De hecho, su hijo se beneficiará de recibir hasta un 20 % más detalles del habla**, lo cual es esencial para el desarrollo del lenguaje.

* Para adaptaciones prescritas, según las buenas prácticas.

** Ng & Rumley 2019, Documento técnico de Oticon.



BrainHearing™

Una mejor audición empieza con el cerebro

Oímos con nuestro cerebro, no con nuestros oídos. Los oídos de su hijo capturan el sonido, pero es el cerebro el que lo convierte en información significativa. Por eso, es esencial que los audífonos de su hijo ayuden en la forma en que el cerebro interpreta el sonido de forma natural.

Las tecnologías probadas BrainHearing™ de Oticon en Oticon Xceed Play ofrecen al cerebro de su hijo las mejores condiciones posibles para oír de una forma que ayude a su cerebro a aprender cosas nuevas y desarrollar las habilidades del lenguaje.

Conectando a su hijo con sus dispositivos favoritos



Para los niños y adolescentes con pérdida auditiva grave, todos los accesorios y complementos inalámbricos que puedan mejorar la señal sonora son, a menudo, necesarios para hacer que la vida cotidiana sea más fácil. Con una amplia gama de opciones de conexión Bluetooth®, Oticon Xceed Play permite a los niños conectarse de forma inalámbrica a smartphones y accesorios modernos que les facilitan participar en el colegio, disfrutar de la música y divertirse con sus amigos.

Soluciones para el aula

Oticon Xceed Play ofrece una amplia gama de opciones de conectividad para el aula para que su hijo pueda conectarse directamente con profesores, sistemas de micrófono remoto y dispositivos electrónicos en el aula.

ConnectClip

ConnectClip de Oticon es un pequeño micrófono inalámbrico que usted, los profesores y otros cuidadores pueden llevar en entornos de escucha que son difíciles para su hijo. Cuando la distancia es un problema, puede ayudar a su hijo a oír lo que dice de forma más clara. Esto puede ser cuando conduce o cuando su hijo va en la sillita de paseo, en el parque o cuando intenta seguir al profesor. Esto garantiza que siempre podrá participar de forma activa en lo que sucede y disfrutar de las mejores condiciones para aprender y desarrollarse.

Mejor control con la aplicación Oticon Companion

La aplicación Oticon Companion hace que sea más fácil para los niños más mayores y los padres monitorizar y controlar los audífonos desde un smartphone.

- Pueden ajustar el volumen, el programa, comprobar el estado de la batería y disfrutar de una gran gama de opciones de conectividad.
- La aplicación incluye la función "Encontrar mis audífonos", en el caso de que su hijo no sepa dónde están sus audífonos.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Para obtener información sobre las opciones de conectividad, visite [Oticon.com/connectivity](https://www.oticon.com/connectivity)

Apple®, el logotipo de Apple, iPhone®, iPad®, Apple Watch®, Mac®, y el logotipo de Mac son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android™, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. El uso del distintivo Made for Apple significa que se ha diseñado un accesorio para conectar específicamente al producto o productos Apple identificados en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de rendimiento Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Demant es bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Soluciones diseñadas para resistir la infancia



Oticon Xceed Play cuenta con dos modelos retroauriculares (BTE): BTE súper power (SP) y BTE ultra power (UP), dependiendo de la pérdida auditiva. Ambos modelos están disponibles en 12 divertidos colores que permitirán a su hijo pasar desapercibido o llamar la atención, si así lo desea. También incluyen una divertida colección de adhesivos decorativos que su hijo puede usar para personalizar sus audífonos.



BTE SP



BTE UP

Made for childhood

Oticon Xceed Play ha sido diseñado para resistir la brusquedad de la infancia. Los audífonos cuentan con certificación IP68 para garantizar que resisten al polvo y el agua. Pueden resistir la humedad y las temperaturas altas o bajas. Un portapilas de seguridad antimanipulación protege contra los curiosos dedos, mientras que el indicador LED le ofrece confirmación de que la batería funciona correctamente.

Libre de alérgenos

Para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y biocompatibilidad, y para minimizar las alergias, hemos excluido más de 200 materiales potencialmente dañinos, incluyendo ftalatos.

Oticon SafeLine™

Oticon SafeLine es un accesorio para la retención de los audífonos que utiliza un clip para fijar los audífonos del niño al cuello de su camisa, evitando que se pierdan o se dañen. Oticon SafeLine está hecho de materiales seguros y biocompatibles.



Oticon Xceed Play está disponible en 12 divertidos colores.

Póngase en contacto con su audioprotesista más cercano:



17940 15555-10487/05.25



[oticon.com](https://www.oticon.com)

oticon
life-changing technology